



Evaporateur : puriVap-6™

Notre évaporateur compact multi-positions
Super simple. Super smart.

Régulation de l'alimentation en azote

Contrôle individuel du débit d'azote

Nombre d'échantillon

Jusqu'à 6 échantillons en parallèle

Composants

Ecran de contrôle de température intégré (affichage valeur de consigne et valeur réelle)
Bloc de chauffage uniforme en aluminium
6 adaptateurs en aluminium pour l'utilisation de tubes à essai
6 flacons 40 mL gradués
6 aiguilles en inox (réglage individuel de la hauteur de l'aiguille)
Pièces anticorrosives en PTFE

Dimensions flacons & tubes compatibles

Volume de 2 mL à 60 mL



28 x 140 mm (flacon 60 mL)
28 x 115 mm (flacon 40 mL gradué)
28 x 95 mm (flacon 40 mL)
28 x 110 mm – insert 1 mL de diamètre (flacon 40 mL)
18 x 150 mm (tube 25 mL)
16 x 150 mm (tube 22 mL)
16 x 100 mm (tube 12 mL)
13 x 100 mm (tube 10 mL)
12 x 32 mm (flacon 2 mL)

Alimentation en azote

Pression alimentation azote : 2 bar maximum (0.2 MPa)

Alimentation

Tension : AC 220V
Cordon secteur au choix : Europe, UK, Suisse, US, Inde, Chine

Dimensions & Poids

Poids : 5 kg

