



## Evaporator: puriVap-6<sup>™</sup>

Unser Kompaktevaporator mit 6 Positionen.  
Super einfach. Super smart.

### Regulierung der Stickstoffzufuhr

Individuelle Kontrolle des Stickstoffdurchflusses

### Anzahl der Proben

Bis zu 6 Proben gleichzeitig

### Bestandteile

Integrierte Anzeige zur Temperaturkontrolle (Anzeige des Soll- und des Ist-Werts)

Gleichförmiger Aluminium-Heizblock

6 Aluminium-Adapter für die Verwendung von Reagenzgläsern

6 Gefäße mit 40 ml Skala

6 Edelstahlnadeln (individuelle Höheneinstellung der Nadeln)

Korrosionsfreie Teile aus PTFE

### Abmessungen der kompatiblen Gefäße

Volumen 2 ml bis 60 ml



28 x 140 mm (60 ml)

28 x 115 mm (40 ml mit Skala)

28 x 95 mm (40 ml)

28 x 110 mm – Einsatz 1 ml Durchmesser (40 ml)

18 x 150 mm (25 ml)

16 x 150 mm (22 ml)

16 x 100 mm (12 ml)

13 x 100 mm (10 ml)

12 x 32 mm (2 ml)

### Stickstoffzufuhr

Druck Stickstoffzufuhr: max. 2 bar (0,2 MPa)

### Stromversorgung

Spannung: 220V Wechselstrom

Netzkabel nach Wahl: UK, US, europäisch

### Abmessungen und Gewicht

Gewicht: 5 kg

