



Dimension de la plaque CCM acceptée	Tout format de plaque CCM jusqu'à 8.5 cm de largeur et 12.5 cm de hauteur
Lumières	Illumination sous lumière blanche (2 lampes), UV 254 nm (2 lampes) et UV 366 nm (2 lampes)
Utilisation	Mode "stand alone" : piloté par le logiciel "TLC-FlashReader" permettant notamment l'archivage des plaques CCM ou couplé au logiciel InterSoft® X pour un transfert direct de la plaque CCM dans Genius et archivage des plaques CCM
Sécurité	Extinction automatique des lampes à l'ouverture du tiroir protégeant l'utilisateur contre le rayonnement UV
Nettoyage	Support de plaque CCM démontable pour un entretien facile
Compatibilité	Le TLC-FlashReader peut être couplé avec tous nos appareils puriFlash® Gen 5, puriFlash® XS 520 Plus & puriFlash® 535-XL Il peut être connecté à un ordinateur possédant Windows 10 pour l'utilisation en mode "Stand alone"
Communication	2 câbles USB
Alimentation	1 cordon secteur au choix : UK, US, Européen et Suisse Tension : 220 V ou 110 V
Dimensions & Poids	Poids : 5.9 kg

